

trūRapid Reader

UN LETTORE AFFIDABILE
PER I TEST DELLA SERIE trūRapid

[BROCHURE PRODOTTO](#)

TEST
IMMUNOLOGICI



Un valido aiuto per il tuo lavoro quotidiano

trūRapid Reader è un lettore di test rapidi colorimetrici che si basa sulla scansione dei test rapidi immunocromatografici della serie trūRapid, consentendo **la digitalizzazione dei risultati**.

Offre la **completa tracciabilità dei risultati**, che possono essere esportati semplicemente tramite una chiavetta USB o stampati.

La sua **elevata sensibilità** consente di evitare falsi negativi e di ottenere risultati affidabili e riproducibili.

Inoltre, **la lettura viene eseguita in automatico**, supportando il Medico Veterinario nella sua routine quotidiana. Grazie alla sua **facilità d'utilizzo e alle dimensioni ridotte**, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro.

Scegli l'efficienza e la praticità di trūRapid Reader: ottieni risultati accurati in pochi minuti.



Scopri i suoi straordinari plus...



FACILITÀ D'UTILIZZO

Il touch screen e l'interfaccia intuitiva consentono un facile inserimento dei dati del paziente e un rapido avvio della lettura del test.



EFFICIENZA & AFFIDABILITÀ

Il lettore mantiene in incubazione e interpreta i risultati di tutti i differenti tipi di test inclusi nel portafoglio trūRapid e offre una lettura standardizzata, eliminando le differenze legate all'operatore.



FLESSIBILITÀ & WIRELESS

Grazie al suo adattatore può leggere sia i test trūRapid singoli che multipli. Può essere utilizzato anche senza fili, grazie alla batteria integrata che garantisce 4 ore di autonomia.




ACCURATEZZA & RISPARMIO ENERGETICO

Il risultato viene letto all'esatto tempo di lettura indicato per ogni test e memorizzato nell'ampio database. Si spegne automaticamente quando non viene utilizzato.

Il tuo risultato in soli 3 passaggi...

1

Seleziona **IMPOSTAZIONI CASSETTA** e inserisci la cassetta del test



2

Seleziona la modalità di **SCANSIONE**



3

Visualizza i risultati



I test della serie trūRapid

Scopri la nuova frontiera dello screening in Medicina Veterinaria: **un'innovativa serie di test per diagnosi veloci e accurate.**



2 Specie: Cane & Gatto



Ridotto volume di campione:

Sangue intero, Siero, Plasma, Feci



Veloci da eseguire: 10 minuti



Facili da conservare: + 15 °C/+ 30 °C



trūRapid Reader



Touch Screen: 4,3"



Dimensioni (LxHxW): 115.5x147x140mm



Test analizzati: tutti i test singoli e multipli della serie trūRapid



Peso: 0,550 kg



Database: 200 test



Connettività Wi-Fi, Ethernet e LAN



Spegnimento automatico se inattivo: 30 minuti



scil.
Partner per
l'eccellenza

Medicina Veterinaria
Soluzioni Diagnostiche
Formazione Continua
Carriera